



conniro reborn plus

ウィッグドネーション 返信用封筒の作成

《注意事項》

- ・受領証が必要な方のみ、返信用封筒を同封ください。
- ・必ずご住所のご記入、切手を貼ってください。
※不備がありますとお送り出来ませんので、ご注意ください。
- ・ウィッグ + ドナーシート + 返信用封筒の3セットでお送りください。

1、受領証（記念品）が入る大きさの封筒をご準備ください。


※はがきサイズが入る封筒でお願い致します。

2、封筒の表面に受領証を受け取る方（ドナー様）のご住所と名前をご記入ください。

3、封筒の裏面に「こんいろ plus」の住所と名前をご記入ください。
※宛先不明などがあつた際の返送先になります。

事務作業の軽減となりますので、お手数ではございますがご記入を
よろしくお願い致します。

〒655-0026 兵庫県神戸市垂水区陸ノ町 4-5
ランブス医療美容認定協会「こんいろ plus」



4、封筒に84円の切手を貼り付けてください。

・定形外封筒をご利用の場合は適した切手を貼り付けてください。

5、寄付するウィッグと同封のうえ、こんいろ plus 事務局までご送付ください。

・受領証返信まで2、3週間ほど期間を頂戴しております。

《ウィッグの送付先》

〒655-0026 兵庫県神戸市垂水区陸ノ町 4-5 ランブス医療美容認定協会「こんいろ plus」

電話番号：078-939-7171